

**stryker**

# System G

Ferramentas para corte ósseo

Total  
Confidence



Proporcionando  
**Qualidade de  
vida**

# Projetado para restaurar **vida**


Não há lugar para erros no centro cirúrgico. Cada decisão cirúrgica tem implicações vitalícias. Restaurar a qualidade de vida para os pacientes exige a confiança de saber que você tem as ferramentas cirúrgicas elétricas corretas exatamente no momento certo. Ferramentas que permitem que você tenha confiança e foco no que você é treinado para fazer - cuidar de seus pacientes.

E agora você as tem. Conheça as ferramentas de corte ósseo System G da Stryker.



## Sua solução completa em um sistema

Apresentando um nível desejado de precisão, eficiência e modelo balanceado, o System G proporciona a durabilidade e o desempenho premium que você precisa para casos de artroplastia e trauma.



## Você falou, Nós ouvimos

O System G começou com você. Você nos contou sobre os desafios que você encara, incluindo a falta de ferramentas cirúrgicas elétricas acessíveis com as peças e acessórios necessários. Nós abordamos as suas preocupações aplicando mais de 30 anos de experiência como líderes da indústria para criar o System G. O resultado? Uma solução de ferramenta cirúrgica elétrica completa, confiável e de alto desempenho com um custo total de propriedade mais baixo.

### Projetado para Desempenho, Durabilidade e Acessibilidade

- Proporciona energia, velocidade e torque para fresagem, corte ósseo pesado e perfuração exigidos para procedimentos de artroplastia e trauma
- Elimina reparos de depósito demorados com um módulo de energia simples e destacável
- Projetado para ser preciso, responsivo e controlado com velocidades variáveis e uma configuração de gatilho dupla avanço-reverso
- Projetado para ajudar a reduzir fadiga muscular, com peças de mão leves, confortáveis e balanceadas
- Oferece uma solução de inventário economicamente viável e simplificada por meio de compatibilidade de encaixes e acessórios com outras ferramentas elétricas da Stryker.

## Módulo de Força

Enquanto cada procedimento de artroplastia e trauma apresenta seus desafios únicos, eles todos exigem energia ampla e pura para gerar resultados positivos. O System G vem com um módulo de força que combina uma bateria e um motor em um componente, ajudando a garantir que você tenha energia suficiente todas as vezes que precisar.

- Mantém sua carga por uma vida de serviço extensiva\*
- O módulo de força removível reduz a deterioração da bateria, protegendo o motor e as baterias do calor extremo de um ciclo de autoclavagem
- O mecanismo de segurança integrado reconhece a condição de porta aberta da peça de mão

\*A depleção da capacidade do modo de energia não é maior que 10% durante um período de armazenamento de 90 dias.

## Carregador

O carregador System G garante que você tenha a energia necessária para a cirurgia. Ele mantém ambos os módulos de força totalmente carregados de modo que haja o mínimo de espera ociosa para recarga, ou para que não ocorra uma falta de energia durante um procedimento.

- O visor mostra o nível de energia e o ciclo de vida de cada módulo de força de forma que você possa facilmente monitorar a energia disponível antes da cirurgia
- Restaura cada módulo de força à energia total em uma hora para praticamente eliminar qualquer tempo de inatividade
- O diagnóstico embutido reflete o fim da vida
- Mantém os módulos de força assentados de forma apropriada, mesmo quando inadvertidamente inclinados para frente em 45 graus
- Leve e compacto com um mecanismo de cápsula de carregamento robusto





## Caixas de esterilização

Você encontrará inovação nos pequenos detalhes, como aqueles que tornam as caixas de esterilização do System G mais econômicas, mais fáceis de utilizar e mais eficientes. Customizadas para o System G, elas podem estender a vida de seus componentes para ajudar você a atingir resultados positivos para seus funcionários, sua unidade e seus pacientes.

- Mantém os componentes em ângulos ideais para drenar fluidos e ajuda a impedir danos e deterioração
- As caixas têm espaço para uma ou duas peças de mão, juntamente com encaixes giratórios, passadores de fio, protetores de transferência, e chaves de mandril
- O diagnóstico embutido reflete o fim da vida
- Mantém os módulos de força assentados de forma apropriada, mesmo quando inadvertidamente inclinados para frente em 45 graus
- Proporciona a você a combinação ideal de componentes para um procedimento

# Números de peça do Sistema G da Stryker

## Peças de Mão

---

### **Perfurador de Gatilho Duplo System G**

7305-001-000

### **Serra Reciprocante System G**

7306-001-000

### **Serra sagital System G**

7308-001-000

## Módulo de força e carregador

---

### **Módulo de força do System G**

7309-120-000

\*Composto pela Bateria Asséptica

### **Carregador System G, 2 módulos**

7310-120-000

## Esterilização

---

### **Caixa de esterilização System G - 1 peça de mão**

7302-120-000

### **Caixa de esterilização System G - 2 peças de mão**

7302-130-000

### **Protetor de transferência System G**

7304-120-000

## Acessórios

---

### **Passa Fio System G\***

7307-001-000

### **Passa Pino System G - pequeno\***

7307-002-000








### **Passa Pino System G - grande\***

7307-003-000

\*Os Passadores de Pinça do System 5 da Stryker não são compatíveis com o System G.

## Cabos de energia

---

Plugue Tipo B	0039-310-000	
Plugue Tipo D	0039-313-000	
Plugue Tipo E/F	0039-308-000	
Plugue Tipo G	0039-309-000	
Plugue Tipo I	0039-312-000	
Plugue Tipo M	0039-314-000	
Plugue Tipo N	0039-311-000	

---

Para perguntas ou para fazer seu pedido hoje, favor entrar em contato com seu representante de vendas da Stryker Surgical.


---





\*Nem todos os produtos mostrados aqui estão disponíveis em todos os mercados.

As informações apresentadas têm por objetivo demonstrar a variedade de ofertas de produtos da Stryker. Um profissional da saúde deve sempre consultar o folheto informativo, o rótulo do produto e/ou instruções de uso antes de utilizar qualquer produto da Stryker. Os produtos podem não estar disponíveis em todos os mercados porque a disponibilidade do produto está sujeita às práticas regulatórias e/ou médicas em mercados individuais. Favor entrar em contato com seu representante da Stryker caso tenha dúvidas sobre a disponibilidade de produtos da Stryker na sua área.

 Consultar as Instruções de Uso (IDU) do System G da Stryker para detalhes completos.

A Stryker Corporation, suas divisões ou outras entidades corporativas afiliadas possuem, utilizam ou solicitaram as seguintes marcas comerciais ou marcas de serviços: Stryker System G, Total Confidence. Todas as demais marcas comerciais são marcas comerciais de seus respectivos proprietários ou titulares.

Número da literatura: 9100-797-400 Rev Nenhum PF

©2015 Stryker | [www.stryker.com](http://www.stryker.com)